

Simboli usati sulla confezione / Symbols used on packaging / Symboles utilisés sur les emballages / Símbolos utilizados en el embalaje / Auf der verpackung verwendete symbole / Symbole na opakowaniu / Simboluri utilizate pe ambalaj / Συμβόλα που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία / Símbolos usados na embalagem

 Consultare le istruzioni d'uso / Consult instructions for use / Consulter le mode d'emploi / Consultar las instrucciones de uso / Die Gebrauchsanweisung lesen / Patrz: sposoby użycia / Consultați instrucțiunile de utilizare / Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης / Consulte as instruções de uso	 Numero di catalogo / Catalogue number / Numéro de catalogue / Número de catálogo / Katalognummer / Numer katalogowy / Număr de catalog / Αριθμός καταλόγου / Número de catálogo
 Limiti di temperatura / Temperature limit / Limite de température / Limite de temperatura / Temperaturgrenze / Grænica temperatury / Limita de temperatură / Όριο θερμοκρασίας / Limite de temperatura	 Attention / Caution / Attention / Atención / Beachtung / Uwaga / Atentie / Προσοχή / Atenção
 Mantenere asciutto / Keep dry / Garder au sec / Manter seco / Bleib trocken / Utrzymuj suchotę / Păstrati uscat / Διατηρώ στεγνό / Manter seco	 Tenere lontano dalla luce solare / Keep away from sunlight / Tenir à l'écart de la lumière du soleil / Mantener alejado de la luz solar / Von direktem Sonnenlicht fernhalten / Chronić przed światłem słonecznym / A se păstă de lumina soarelui / Διατηρείται μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία / Manter afstået da luz solar direta
 Data di scadenza / Use by date / Date limite d'utilisation / Utilizar según la fecha / Mindesthaltbarkeitsdatum / Termin przydatności do użycia / Data expirării / Τέλησι ημερομηνία ανάλυσης / Data de validade	 Rappresentante autorizzato / Authorized representative / Représentant autorisé / Representante autorizado / Bevollmächtigter Vertreter / Uprawniony przedstawiciel / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος / Representante autorizado / Reprezentant autorizat
 Codice lotto / Batch code / Code de lot / Código de lote / Chargennummer / Kod partii / Cod lot / Καδώς αριθμός / Código de lote	 Produttore / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Producător / Κατασκευαστής / Fabricante

 **DiaDent Group International**
16, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeug-gu,
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, Korea

 **DiaDent Europe B.V.**
Antennestraat 70, 1322 AS Almere, The Netherlands

NO STRESS CREMA EDTA LUBRIF.
 **0197**
Rev03_06/21
Made in Korea

Selected, distributed and guaranteed by Dentalica
Sélectionné, distribué et garanti par Dentalica
Seleccionado, distribuido y garantizado por Dentalica
Ausgewählte, verteilt und gesichert durch Dentalica
Produkt wybrany, dystrybuowany i gwarantowany przez Dentalica
Selectat, distribuit și garantat de Dentalica
Επιλεγμένο, διανέμεται και εξασφαλίζεται από την Dentalica
Seleccionado, distribuido e garantido por Dentalica
Selezioneato, distribuito e garantito da

 **DENTALICA**
Dentalica S.p.A., Via Rimini 22, I-20142 Milano, Italia
Tel. +39.02.895981, info@dentalica.com, www.dentalica.com

dlugotrwałego kontaktu z tkankami jamy ustnej dokładnie przepłukać wodą.
• Nie używać po upływie daty ważności.

Przechowywanie

- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Zamknąć zatyczką po każdym użyciu.
- Okres trwałości wynosi 2 lata.

Opakowanie

2 strzykawki 6 g, 10 końcówek na aplikację.

*Tylko do profesjonalnego użytku stomatologicznego.
Wyprodukowano w Korei.*

NOSTRESS

Cremă EDTA lubrifiantă pentru instrumente rotative

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

NoStress este o cremă pe bază de EDTA cu peroxid de uree, care se utilizează ca irigant în tratamentul chimic și mecanic al canalului dentar.

Produsul trebuie utilizat întotdeauna împreună cu hipocloritul de sodiu.

NoStress este indicat pentru:

- Debridarea canalului.
- Dizolvarea reziduurilor pulpare.
- Înlăturarea noroiului dentinar (smear layer).
- Lubrifierea instrumentului pentru canal.
- Tratatment de dezinfectare a canalului.
- Curățarea tubulilor dentinari și a apexului.

Compoziție

- EDTA (Acid etilendiaminetetraacetic).
- Peroxid de uree (UHP).

Avantaje și eficiență:

- EDTA înlătură noroiul dentinar, înmoaie dentina și facilitează înlăturarea calcifierilor.
- Peroxidul de uree reacționează cu hipocloritul de sodiu producând bulă de oxigen care înlătură reziduurile din canal.
- Componenta lubrifiantă facilitează mișcarea instrumentului în canal, pentru a evita înșurubarea sau ruperea acestuia.
- Curățarea tubulilor dentinari și a apexului canalului permite o pătrundere mai bună a dezinfectantului de canal și a materialului de obturație.

Indicații

1. Izolați dintele care urmează să fie tratat cu diga din cauciuc.
2. Deschideți și curățați camera pulpară conform indicațiilor convenționale.

3. Injecții o anumită cantitate de NoStress în camera pulpară sau așezați-o direct pe instrumental pentru canal.
4. Instrumentați canalul în modul convențional.
5. Clătiți canalul cu hipoclorit de sodiu.
6. Repetați etapele 3-5 până când canalul este profilat și curățat corespunzător.

Avertizări

- Doar pentru utilizare în stomatologie.
- Evitați extruziunea materialului dincolo de apex.
- Se recomandă utilizarea de mănuși de protecție.
- În caz de contact accidental cu ochii sau de expunere prelungită în țesutul cavității orale, clătiți cu apă din abundență.
- A nu se utiliza după data expirării.

Păstrare

- A se păstra la loc răcoros și uscat.
- A se închide cu capacul după fiecare utilizare.
- Termenul de valabilitate este de 2 ani.

Ambalare

2 seringi de 6 g, 10 vârfuri pe aplicare.

Doar pentru uz profesional stomatologic. Fabricat în Coreea.

NOSTRESS

Λιπαντική κρέμα EDTA (Αιθυλενοδιαμινωτετραοξικό οξύ) για περιστρεφόμενα εργαλεία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το NoStress είναι μια κρέμα με βάση το EDTA (Αιθυλενοδιαμινωτετραοξικό οξύ) με υπεροξειδίο της ουρίας, που χρησιμοποιείται ως αρδευτικό για τη χημική και μηχανική επεξεργασία του οδοντικού καναλιού.

Το προϊόν πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται μαζί με το υποχλωριώδες νάτριο.

Σύσταση

- EDTA (Αιθυλενοδιαμινωτετραοξικό οξύ)
- Και υπεροξειδίο ουρίας (UHP).

Το NoStress ενδείκνυται για τα εξής:

- Αποκοπή του καναλιού
- Διάλυση των πολφικών υπολειμμάτων
- Αφαίρεση του smear layer (οδοντικής λάσπης)
- Λίπανση του εργαλείου του καναλιού
- Επεξεργασία απολυμαντικών του καναλιού
- Καθαρισμός των οδοντικών σωλήνων και της κορυφής

Πλεονεκτήματα και αποτελεσματικότητα:

- Το EDTA (Αιθυλενοδιαμινωτετραοξικό οξύ) αφαιρεί την οδοντική λάσπη, μαλακώνει την οδοντίνη και διευκολύνει την αφαίρεση της ασβεστοποίησης.

- Το υπεροξειδίο της ουρίας αντιδρά με το υποχλωριώδες νάτριο παράγοντας φυσαλίδες οξυγόνου που ξεπλένουν τα κατάλοιπα στο κανάλι.
- Το λιπαντικό συστατικό διευκολύνει την κίνηση του εργαλείου στο κανάλι, έτσι ώστε να αποφεύγεται το βίδωμα ή η θραύση του.
- Ο καθαρισμός των οδοντικών σωλήνων και της κορυφής του καναλιού επιτρέπουν μια καλύτερη διείσδυση του απολυμαντικού του καναλιού και του υλικού έμφραξης.

Ενδείξεις

1. Απομονώστε το δόντι που πρόκειται να επεξεργαστείτε με φράγμα καουτσούκ.
2. Ανοίξτε και καθαρίστε τον πολφικό θάλαμο σύμφωνα με τις συμβατικές οδηγίες.
3. Εγχύστε μια συγκεκριμένη ποσότητα NoStress στον πολφικό θάλαμο ή αποθηκεύστε την απευθείας στο εργαλείο του καναλιού.
4. Οργανώστε τα εργαλεία του καναλιού με συμβατικό τρόπο.
5. Ξεπλύνετε το κανάλι με υποχλωριώδες νάτριο.
6. Επαναλάβετε τις φάσεις 3-5 έως ότου το κανάλι να είναι κατάλληλα σχηματισμένο και καθαρό.

Προειδοποιήσεις

- Αποκλειστικά για οδοντιατρική χρήση.
- Αποφύγετε την εξώθηση του υλικού εκτός της κορυφής.
- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε γάντια προστασίας.
- Σε περίπτωση τυχαίας επαφής με τα μάτια ή παρατεταμένης έκθεσης στους οφθαλμικούς ιστούς, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

Αποθήκευση

- Φυλάξτε σε δροσερό και στεγνό μέρος.
- Κλείνετε το καπάκι μετά από κάθε χρήση.
- Ο χρόνος ζωής είναι 2 χρόνια.

Συσκευασία

2 σύριγγες των 6 g, 10 ανά εφαρμογή.

Μονο για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση. Κατασκευάζεται στο Κορέα.

NOSTRESS

Creme EDTA lubrificante para instrumento rotativos

INSTRUÇÕES PARA O USO

NoStress é um creme à base de EDTA com peróxido de ureia, a usar como irrigante para o tratamento químico e mecânico do canal dentário.

O produto deve ser sempre usado juntamente com hipoclorito de sódio.

NoStress é indicado para:

- Desbridamento do canal.
- Dissolução dos resíduos de polpa.
- Remoção do smear layer (lama dentinária).
- Lubrificação do instrumento de canal.
- Tratamento desinfetante do canal.
- Limpeza dos túbulos dentários e do ápice.

Composição

- EDTA (Ácido etilenodiaminetetracético).
- Peróxido de ureia (UHP).

Vantagens e eficácia:

- O EDTA remove a lama dentinária, amacia a dentina e facilita a remoção das calcificações.
- O peróxido de ureia reage com o hipoclorito de sódio produzindo bolhas de oxigênio que enxagum os detritos no canal.
- A componentes lubrificante facilita o movimento do instrumento no canal de modo a evitar o seu enroscamento ou rutura.
- A limpeza dos túbulos dentários e do ápice do canal permite uma melhor penetração do desinfetante do canal e do material obturante.

Indicações

1. Isolar o dente a tratar com o dique de borracha.
2. Abrir e limpar a câmara pulpar de acordo com as indicações convencionais.
3. Injetar uma certa quantidade de NoStress na câmara pulpar ou depositar diretamente no instrumento de canal.
4. Instrumentar o canal de modo convencional.
5. Enxaguar o canal com hipoclorito de sódio.
6. Repetir as passagens 3-5 até que o canal esteja adequadamente perfurado e limpo.

Advertências

- Para uso exclusivo odontológico.
- Evitar a extrusão de material além do ápice.
- Recomenda-se o uso de luvas de proteção.
- Em caso de contacto accidental com os olhos ou de exposição prolongada nos tecidos orais, enxaguar abundantemente com água.
- Não usar depois do prazo de validade.

Conservação

- Conservar em um local fresco e seco.
- Fechar com a tampa depois de cada uso.
- A duração em armazenamento é de 2 anos.

Embalagem

2 seringas de 6 g, 10 pontas por aplicação

Somente para uso profissional odontológica. Produzido na Coreia

NOSTRESS

Crema EDTA lubrificante per strumenti rotanti

ISTRUZIONI PER L'USO

NoStress è una crema a base di EDTA con perossido di urea, da utilizzare come irrigante per il trattamento chimico e meccanico del canale dentale.

Indicazioni (da utilizzare insieme all'ipoclorito di sodio)

- Sbrigliamento canale.
- Dissoluzione dei residui pulpari.
- Rimozione dello smear layer (fango dentinale).
- Lubrificazione dello strumento canale.
- Trattamento disinfettante del canale.
- Pulizia dei tubuli dentinali e dell'apice.

Composizione

- EDTA (Acido etilendiamminotetraacetico).
- Perossido di urea (UHP).

Vantaggi ed efficacia

- L'EDTA rimuove il fango dentinale, ammorbidisce la dentina e facilita la rimozione delle calcificazioni.
- Il perossido di urea reagisce con l'ipoclorito di sodio producendo bolle d'ossigeno che sciacquano via i detriti nel canale.
- La componente lubrificante facilita il movimento dello strumento nel canale, così da evitare l'avvitamento o la rottura dello stesso.
- La pulizia dei tubuli dentinali e dell'apice canale permettono una migliore penetrazione del disinfettante canale e del materiale otturante.

Indicazioni

1. Isolare il dente da trattare con la diga in gomma.
2. Aprire e pulire la camera pulpale secondo le indicazioni convenzionali.
3. Iniettare una certa quantità di NoStress nella camera pulpale o depositarlo direttamente sullo strumento canale.
4. Strumentare il canale in modo convenzionale.
5. Sciacquare il canale con ipoclorito di sodio.
6. Ripetere i passaggi 3-5 finché il canale non è adeguatamente sagomato e pulito.

Avvertenze

- Per esclusivo uso odontoiatrico.
- Evitare l'estrusione di materiale oltre apice.
- Si raccomanda di indossare guanti protettivi.
- In caso di contatto accidentale con occhi o di esposizione

PRECISION

prolungata nei tessuti orali, sciogliere abbondantemente con acqua.

- Non utilizzare oltre la data di scadenza.

Conservazione

- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- Chiudere col cappuccio dopo ogni utilizzo.
- La shelf life è di 2 anni.

Confezione

2 siringhe da 6 g, 10 puntali per applicazione.

Solo per uso odontoiatrico professionale. Prodotto in Corea.

NOSTRESS

EDTA lubricating cream for rotary files

INSTRUCTIONS FOR USE

NoStress is an EDTA cream with Urea Hydrogen Peroxide, used as an irrigation agent for chemo-mechanical preparation of the root canal.

Indications (use in conjunction with sodium hypochlorite)

- Debridement in the root canal.
- Dissolution of pulp remnants.
- Removal of smear layer.
- Facile movements of canal instruments.
- Microbicidal treatment within the canal.
- Clearance of dentin tubules and apical area.

Composition

- Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA).
- Urea Hydrogen Peroxide (UHP).

Advantages and Effectiveness

- EDTA removes smear layer, softens dentin, and facilitates the removal of calcific obstruction.
- UHP reacts with sodium hypochlorite to produce oxygen bubbles that flush out debris within the canal.
- The lubricant medium facilitates instrument movement within the canal to avoid instrument binding or breakage.
- Unclogged dentin tubules and apical area permit better penetration of root canal medicaments and fillings.

Directions

1. Isolate the tooth to be treated with a rubber dam.
2. Open and clear the pulp chamber in a conventional manner.
3. Inject ample amount of NoStress into the pulp chamber or deposit NoStress directly on the canal shaping instrument.
4. Shape the root canal in a conventional manner.
5. Flush the root canal as needed with sodium hypochlorite solution.

6. Repeat step 3 ~ 5 until the canal is shaped and cleaned as desired.

Precautions

- For dental use only.
- Avoid extrusion of the excess cream out of the apex.
- Protective gloves are recommended.
- In case of accidental contact with eyes or prolonged exposure to oral tissues, flush immediately with ample amount of water.
- Do not use after expiry date.

Storage

- Store in a dry and cool place.
- Keep the cap tightly sealed after each use.
- Shelf life is 2 years.

Packaging

2 syringes of 6 g, 10 application tips.

For professional dental use only. Made in Korea.

NOSTRESS

Crème EDTA lubrifiante pour instruments rotatifs

MODE D'EMPLOI

NoStress est une crème à base d'EDTA au peroxyde d'urée, à utiliser comme irrigant pour le traitement chimique et mécanique du canal dentaire.

Indications (à utiliser avec de l'hypochlorite de sodium)

- Débridement canalaire.
- Dissolution des résidus pulpaire.
- Enlèvement de la boue dentinaire.
- Lubrification de l'instrument canalaire.
- Traitement désinfectant du canal.
- Nettoyage des tubules dentinaires et de l'apex.

Composition

- EDTA (Acide éthylènediaminetétraacétique).
- Peroxyde d'urée (UHP).

Avantages et efficacité

- L'EDTA enlève la boue dentinaire, amollit la dentine et facilite l'enlèvement des calcifications.
- Le peroxyde d'urée réagit avec l'hypochlorite de sodium en produisant des bulles d'oxygène qui emportent les débris du canal.
- La composante lubrifiante facilite le mouvement de l'instrument dans le canal, évitant ainsi qu'il ne se coince ou se casse.
- Avec les tubules dentinaires et l'apex canalaire propres, la pénétration du désinfectant canalaire et de la matière obturante est facilitée.

Indications

1. Isolez la dent à traiter avec une digue en caoutchouc.
2. Ouvrez et nettoyez la chambre pulpaire selon les indications conventionnelles.
3. Injectez une certaine quantité de NoStress dans la chambre pulpaire et déposez-la directement sur l'instrument canalaire.
4. Instrumentez le canal de manière conventionnelle.
5. Rincez le canal avec de l'hypochlorite de sodium.
6. Répétez les passages 3 à 5 jusqu'à ce que le canal soit convenablement modelé et propre.

Mises en garde

- Pour usage exclusif en dentisterie.
- Éviter l'étirage de la matière au-delà de l'apex.
- Le port de gants de protection est vivement recommandé.
- En cas de contact accidentel avec les yeux ou d'exposition prolongés dans les tissus buccaux, rincer abondamment à l'eau.
- Ne pas utiliser le produit après la date d'expiration.

Conservation

- Conserver au frais et au sec.
- Refermer à l'aide du capuchon après chaque utilisation.
- La durée de conservation du produit est de 2 ans.

Conditionnement

2 seringues de 6 g, 10 embouts par application.

Uniquement à usage dentaire par des professionnels.

Fabrique en Corée.

NOSTRESS

Gel EDTA lubrifiant para instrumentos rotativos

INSTRUCCIONES DE USO

NoStress es una crema a base de EDTA con peróxido de urea que se utiliza como irrigante para el tratamiento químico y mecánico del canal dentario.

Indicaciones (a utilizar con el hipoclorito de sodio)

- Desbridamiento canalar.
- Disolución de residuos pulpaes.
- Remoción del barrio dentario.
- Lubricación del instrumento canalar.
- Tratamiento desinfectante del canal.
- Limpieza de los túbulos dentinales y del ápice.

Composición

- EDTA (Ácido etilendiaminotetraacético).
- Peróxido de urea (UHP).

Ventajas y eficacia

- El EDTA elimina el barro dentario, ablanda la dentina y facilita la remoción de las calcificaciones.

- El peróxido de urea reacciona con el hipoclorito de sodio produciendo burbujas de oxígeno que desprenden los detritos del canal.
- El componente lubricante facilita el movimiento del instrumento dentro del canal, evitando que dé vueltas o se rompa.
- Al limpiar los túbulos dentinales y el ápice canalar, se consigue una mejor penetración del desinfectante canalar y del material obturante.

Indicaciones

1. Aislar la muela a tratar con una diga de goma.
2. Abrir y limpiar la cámara pulpar según las indicaciones convencionales.
3. Inyectar una cierta cantidad de NoStress dentro de la cámara pulpar o depositarla directamente sobre el instrumento canalar.
4. Instrumentar el canal de forma convencional.
5. Enjuagar el canal con hipoclorito de sodio.
6. Repetir las etapas 3 a 5 hasta que el canal esté correctamente moldeado y limpio.

Advertencias

- Solo para uso odontológico.
- Evitar extrusionar el material más allá del ápice.
- Se aconseja vivamente el uso de guantes protectores.
- En caso de contacto accidental con los ojos o de exposición prolongada en los tejidos bucales, aclarar con abundante agua.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.

Conservación

- Conservar en un lugar fresco y seco.
- Cerrar el tapón después de cada uso.
- El período de validez del producto es de 2 años.

Envase

2 jeringas de 6 g, 10 puntas por aplicación.

Solo para uso dental profesional. Fabricado en Corea.

NOSTRESS

EDTA-Schmiercreme für rotierende Instrumente

GEBRAUCHSANWEISUNG

NoStress ist eine Creme auf EDTA-Basis mit Harnstoffperoxid, die als Spülmittel für die chemische und mechanische Behandlung des Zahnkanals verwendet wird.

Anwendungsgebiete (zusammen mit Natriumhypochlorit zu verwenden)

- Wurzelkanal-Debridement.
- Auflösung von Zellstoffrückständen.
- Entfernung der Schmierschicht (Dentinschlamm).

- Schmierung des Wurzelkanalinstrumentes.
- Desinfektionsmittel des Wurzelkanals.
- Reinigung der Dentinkanäle und Apex.

Zusammensetzung

- EDTA (Ethylenediamintetraessigsäure).
- Harnstoffperoxid (UHP).

Vorteile und Wirksamkeit

- EDTA entfernt Dentinschlamm, macht das Dentin weicher und erleichtert das Entfernen von Kalkablagerungen.
- Harnstoffperoxid reagiert mit Natriumhypochlorit und bildet Sauerstoffblasen, die die Ablagerungen im Kanal wegspülen.
- Die Schmiereigenschaft erleichtert die Bewegung des Instruments im Wurzelkanal, um ein Festdrehen oder Brechen desselben zu vermeiden.
- Die Reinigung der Dentinkanäle und der Kanalapex ermöglicht ein besseres Eindringen des Kanaldesinfektionsmittels und des Isoliermaterials.

Anwendung

1. Isolieren Sie den zu behandelnden Zahn mit dem Kofferdam.
2. Öffnen und reinigen Sie die Pulpakammer gemäß den üblichen Anweisungen.
3. Injizieren Sie eine bestimmte Menge NoStress in die Pulpakammer oder geben Sie sie direkt auf das Wurzelkanalinstrument.
4. Instrumentieren Sie den Wurzelkanal auf herkömmliche Weise.
5. Spülen Sie den Wurzelkanal mit Natriumhypochlorit aus.
6. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 bis der Wurzelkanal richtig geformt und gereinigt ist.

Hinweise

- Ausschließlich für den zahnärztlichen Gebrauch.
- Vermeiden Sie die Extrusion von Material über die Apex hinaus.
- Es wird empfohlen, Schutzhandschuhe zu tragen.
- Bei versehentlichem Kontakt mit den Augen oder über einen längeren Zeitraum im Mundgewebe gründlich mit Wasser ausspülen.
- Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.

Aufbewahrung

- Kühl und trocken lagern.
- Nach jedem Gebrauch mit der Kappe verschließen.
- Die Haltbarkeit beträgt 2 Jahre.

Verpackung

2 g Spritzen, 10 Tipps pro Anwendung.

Nur für den zahnärztlichen gebrauch. Hergestellt in der Korea.

NOSTRESS

Krem nawilżający

EDTA do narzędzi obrotowych

SPOSÓB UŻYCIA

No-Stress to krem na bazie EDTA z nadlenkiem mocznika do stosowania jako środek nawilżający do chemicznego i mechanicznego leczenia kanału zębowego. Produkt należy zawsze stosować razem z podchlorynem sodu.

No-Stress jest wskazany do:

- Oczyszczania kanału korzeniowego.
- Rozpuszczania pozostałości miazgi.
- Usuwania smear layer (warstwy maziowej).
- Smarowania narzędzia stosowanego do leczenia kanałowego.
- Leczenia odkazającego kanału.
- Oczyszczania kanalików zębinowych i wierzchołka.

Skład

- EDTA (kwas wersenowy).
- Nadtlenek mocznika (UHP).

Zalety i skuteczność:

- EDTA usuwa warstwę maziową, zmniejsza zębinę i ułatwia usuwanie zwapnień.
- Nadtlenek mocznika w połączeniu z podchlorynem sodu wytwarza pęcherzyki tlenu, które wypłukują zanieczyszczenia w kanale.
- Składnik nawilżający ułatwia przemieszczanie narzędzia w kanale, aby uniknąć wkręcenia lub jego złamania.
- Oczyszczenie kanalików zębinowych i wierzchołka korzenia pozwala na lepszą penetrację środka dezynfekującego kanał i materiału wypełniającego.

Wskazania

1. Odizolować leczony ząb koferdamem gumowym.
2. Otworzyć i oczyścić komorę miazgi zgodnie ze standardowymi wskazaniami.
3. Wstrzyknąć pewną ilość NoStress do komory miazgi lub nanieść bezpośrednio na narzędzie stosowane do leczenia kanałowego.
4. Standardowo opracować kanał.
5. Wypłukać kanał podchlorynem sodu.
6. Powtórzyć etapy 3-5, aż kanał zostanie odpowiednio ukształtowany i oczyszczony.

Ostrzeżenia

- Tylko do użytku stomatologicznego.
- Nie wyciskać materiału poza wierzchołek.
- Zaleca się używanie rękawiczek ochronnych.
- W przypadku przypadkowego kontaktu z oczami lub

PRECISION