

από τρεχούμενο νερό για 15 δευτερόλεπτα. Διατηρείτε το αποτύπωμα σε κανονική θερμοκρασία δωματίου (μέγ. 25°C / 77°F) και χυτέστε το αποτύπωμα σε τουλάχιστον 30 λεπτά μετά την αφαίρεσή του από το στόμα του ασθενούς.* Το υλικό του αποτυπώματος είναι συμβατό με όλα τα εκμαγεία που διατίθενται στο εμπόριο. Συνιστάται η χρήση ενός σκληρού γύψου ειδικής χρήσης (ISO 6873, Type 3, π.χ. Moldano, Bayer) για τη χύτευση ή ενός πολύ σκληρού γύψου για οδοντιατρική χρήση για τη μορφή (ISO 6873, Type 4, π.χ. Fujirock II, GC). Τα αποτυπώματα μπορεί να είναι επηχαικωμένα ή επαρυωμένα.

** Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα σχόλια της DGZMK. Σχόλια της DGZMK 3/93 V 1.0, [www.dgzmk.de](#)*

Ο ADA (Αμερικανικός Οδοντιατρικός Σύλλογος) συνιστά να ακολουθείτε το Council on Dental Materials, Instruments and Equipment (Συμβούλιο για οδοντιατρικά υλικά, όργανα και εξοπλισμό). Απολύμανση των αποτυπωμάτων. JADA 1991; 122(3):110-[www.ada.org](#)

Σημείωση

- Μη χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με υλικά αποτύπωσης με σκλήρυνση συμπίκνωσης ή με πολυαιθέρες.
- Αποφεύγετε την επαφή του αποτυπώματος με οργανικούς διαλύτες ή υγρά που περιέχουν διαλύτη, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει τη διάγκωση του υλικού και να οδηγήσει σε ανακρίβειες.
- Τα διαλύματα απώθησης πρέπει να ξηπλώνονται καλά με νερό και να στεγνώνουν με αέρα χωρίς λάδι πριν από τη λήψη του αποτυπώματος, ώστε να μην επηρεάζουν τις ιδιότητες πήξης.
- Μη χρησιμοποιείτε με γάντια από λάτεξ.
- Σε σπάνιες περιπτώσεις δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι οι ασθενείς με προδιάθεση μπορεί να αναπτύξουν υπερευαίσθησία στα μεμονωμένα συστατικά του υλικού.

Τεχνικά στοιχεία Detail Fluid NEXt

Χρόνος εργασίας (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου ανάμειξης)

≤ 1 λεπτό και 15 δευτερόλεπτα.

Συνιστώμενος χρόνος στο στόμα ≥ 2 λεπτά.

Παραμόρφωση σε συμπίεση περίπου ~ 3,8%

Συμπίεση set ≤ 0,4%

Γραμμική μεταβολή του μήκους (24 h) ≤ 0,35%

Οι χρόνοι αναφέρονται σε κανονική θερμοκρασία δωματίου (23°C / 73°F) και σε κανονική σχετική υγρασία (50%). Οι υψηλότερες θερμοκρασίες συντομεύουν και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες επιμηκύνουν αυτούς τους χρόνους.

Σύνθεση

Bivliopolysiloxanes (VPS), διοξείδιο του πυριτίου, καταλύτης με πλατίνα, δέκα πλευρές και σε μικρές ποσότητες σταθεροποιητές και πρόσθετα.

Ταξινόμηση

DIN EN ISO 4823:2000, Type 3, low consistency- light bodied.

Αποθήκευση

Αποθηκεύετε σε θερμοκρασία δωματίου (15-25°C / 59-77°F). Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.

Διαθέσιμα μεγέθη προϊόντος

Detail Fluid NEXt: 2 φουσίγγια των 50 ml, 12 άκρα ανάμειξης, 12 ενδοστοματικά άκρα.

Μονο για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση. Διατηρείτε μακριά από παιδιά.

DETAIL FLUID NEXT

Silicone para adição de matriz inteligente para fluidez superior

INSTRUÇÕES DE USO

Detail Fluid NEXt é um material de moldagem de precisão VPS com pouca consistência para mistura automática, baseado em silicone curado por adição.

Indicações

Molde de correção ou técnica de mistura dupla em combinação com Detail Putty NEXt para fabricar coroas, pontes, inlays e onlays.

Manuseamento de cartucho

O material é distribuído e misturado automaticamente por meio de extrusão usando uma ponta de mistura. Quando se usa um novo cartucho remover o selo de transporte. Em seguida fixar a ponta de mistura e, se necessário, uma ponta intraoral. Após o uso, a ponta de mistura deve ser usada como selo e deve ser deixada no cartucho até à aplicação seguinte. A ponta de mistura deve ser apenas substituída por uma nova quando o cartucho deve ser usado novamente.

Uso recomendado

Preparação do Molde

Preparar o material fluido Detail Fluid NEXt e verificar que as saídas dos cartuchos de segurança estejam livres de obstruções um pouco antes da aplicação. Pontas de misturas usadas servem de selo até à aplicação seguinte. Nunca reutilizar os selos originais dos cartuchos de segurança. Isto pode causar uma cura não intencional devido à contaminação da pasta base e catalisador. Se foram usados líquidos de retração, enxaguar abundantemente o local de tratamento com água e secá-lo com ar sem óleo antes de obter o molde.

Molde de Correção

Inserir a moldeira com Detail Putty NEXt na boca do paciente. Manter esta posição durante o tempo recomendado de permanência do material na boca. Limpa atentamente e secar o molde após a remoção. Cortar os canais de fuga no molde preliminar e remover os pontos altos antes de obter o molde de fluido.

Aplicar material fluido Detail Fluid NEXt no molde e a aplicação com seringa de material fluido em redor dos dentes preparados, se necessário. Reinserir o molde preliminarmente carregado na boca do paciente respeitando os tempos de trabalho e assentamento do material fluido. Não esperar mais de 30 minutos entre o molde preliminar e o molde de material fluido para assegurar que os dois materiais de moldagem se liguem.

Técnica de mistura dupla

Enquanto o assistente carrega a moldeira, o operador pode fazer a aplicação com a seringa em redor dos dentes preparados com Detail Fluid NEXt. O carregamento da moldeira e a aplicação com a seringa em redor dos dentes preparados devem ser completados simultaneamente se possível, pois o material fluido assenta mais

rapidamente que o material na moldeira devido à mais elevada temperatura intraoral. Inserir a moldeira na boca do paciente. Manter esta posição durante o tempo recomendado de permanência do material na boca.

Desinfecção e vazamento do molde

A impressão pode ser desinfetada com soluções de imersão disponíveis no mercado. Recomendamos usar uma solução de 2% glutaraldeído. Certificar-se que o desinfetante seja indicado para uso com silicones de moldagem curados por adição.

Mergulhar o molde por cerca de 10 a 15 minutos. Depois enxaguar sob água corrente por 15 segundos. Manter o molde à temperatura ambiente (máx. 25°C / 77°F) e vazaz o molde não antes de 30 minutos após a sua remoção da boca do paciente.*

O material de moldagem é compatível com todos os moldes comerciais. Recomendamos usar um gesso duro para fins especiais (ISO 6873, Tipo 3; ex: Moldano, Bayer) para o molde o um gesso odontológico extremamente duto para os moldes (ISO 6873, Tipo 4:ex: Fujirock II, GC). Os moldes podem ser banhados com cobre ou banhados com prata.

** Para mais informações ver os comentários de DGZMK. Comentários de DGZMK 3/93 V 1.0; [www.dgzmk.de](#)*

ADA recomenda respeitar o Concelho sobre Materiais, Instrumentos e Equipamentos Odontológicos. Desinfecção dos moldes. JADA 1991; 122(3):110; [www.ada.org](#)

Atenção

- Não usar com materiais curados a condensação ou de moldagem por poliétere.
- Evitar o contacto do molde com solventes orgânicos ou líquidos contendo solventes, pois isto pode causar a dilatação do material e causar imprecisões.
- Soluções de retração devem ser abundantemente enxaguadas com água e secadas com ar sem óleo antes de se obter o molde para evitar que prejudiquem as propriedades de assentamento.
- Não usar com luvas de látex.
- Em casos raros não pode ser excluído que pacientes predispostos possam desenvolver hipersensibilidade aos componentes individuais do material.

Dados técnicos Detail Fluid NEXt

Tempo de trabalho (incluindo tempo de mistura) ≤ 1:15 min.

Tempo de permanência na boca recomendado ≥ 2:00 min.

Tensão em compressão aprox. ~ 3,8%

Assentamento Compressão ≤ 0,4%

Alteração linear em comprimento (24 h) ≤ 0,35%

Os tempos referem-se a temperatura ambiente normal (23°C / 73°F) e uma humidade relativa normal (50%). Temperaturas mais elevadas encurtam e temperaturas mais baixas aumentam esses tempos.

Composição

Vinil polisiloxanos (VPS), dióxido de silício, catalisador de platina, surfactantes e em pequenas quantidades estabilizadores e aditivos.

Classificação

DIN EN ISO 4823:2000, Tipo 3, pouca consistência- ligeiro.

Armazenamento

Armazenar à temperatura ambiente (15-25°C / 59-77°F). Não use após a data de validade.

Tamanhos de produto disponíveis

Detail Fluid NEXt: 2 cartuchos @ 50 ml, 12 Pontas de mistura, 12 Pontas intraorais.

Somente para uso profissional odontológico. Manter fora do alcance das crianças.

DETAIL FLUID NEXT

Silicone per addizione a matrice intelligente con fluidità superiore

ISTRUZIONI PER L'USO

Detail Fluid NEXt è un materiale da impronta di precisione VPS a bassa consistenza per la miscelazione automatica, basato su silicone per addizione.

Indicazione

Impronta di correzione o tecnica di doppia miscelazione in combinazione con Detail Putty NEXt per la fabbricazione di corone, ponti, inlay e onlay.

Gestione delle cartucce

Il materiale viene erogato e miscelato automaticamente per estrusione attraverso una punta di miscelazione. Quando si utilizza una nuova cartuccia, rimuovere il sigillo di trasporto. Quindi collegare la punta di miscelazione e, se necessario, una punta intraorale. Dopo l'uso, la punta di miscelazione deve essere utilizzata come guarnizione e deve essere lasciata sulla cartuccia fino all'applicazione successiva. La punta di miscelazione deve essere sostituita con una nuova solo quando la cartuccia deve essere utilizzata di nuovo.

Utilizzo raccomandato

Preparazione dell'impronta

Preparare il materiale di lavaggio Detail Fluid NEXt e controllare che le uscite delle cartucce di sicurezza siano libere da ostruzioni poco prima dell'applicazione. Le punte di miscelazione utilizzate fungono da guarnizione fino all'applicazione successiva. Non riutilizzare mai i sigilli originali delle cartucce di sicurezza. Questo può causare una polimerizzazione involontaria in ragione della contaminazione della pasta di base e del catalizzatore. Se sono stati utilizzati liquidi di retrazione, sciacquare accuratamente il sito di trattamento con acqua e asciugarlo con aria priva di olio prima di prendere l'impronta.

Impronta di correzione

Inserire il portaimpronte caricato con Detail Putty NEXt nella bocca del paziente. Mantenere questa posizione fino al tempo raccomandato in bocca del materiale. Pulire e asciugare accuratamente l'impronta dopo la rimozione. Tagliare i canali di fuga nell'impronta preliminare e rimuovere i punti alti prima di prendere l'impronta di lavaggio.

Applicare il materiale di lavaggio Detail Fluid NEXt all'impronta e siringare il materiale di lavaggio intorno ai denti preparati, se necessario. Reinserire l'impronta preliminare caricata nella bocca del paziente osservando i tempi di lavorazione e di presa del materiale di lavaggio. Non aspettare più di 30 minuti tra l'impronta preliminare e l'impronta di lavaggio per assicurarsi che i due materiali da impronta aderiscano insieme.

Tecnica di miscelazione doppia

Mentre l'assistente carica il vassoio, l'operatore può siringare intorno ai denti preparati con Detail Fluid NEXt. Il caricamento del portaimpronte e la siringatura intorno ai denti preparati dovrebbero essere completati simultaneamente, se possibile, poiché il materiale di lavaggio si indurisce più rapidamente del materiale nel portaimpronte a causa della temperatura intraorale più elevata. Inserir il portaimpronte nella bocca del paziente. Mantenere questa posizione fino al tempo raccomandato in bocca del materiale.

Disinfezione e fusione dell'impronta

L'impronta può essere disinfettata con soluzioni di immersione disponibili in commercio. Si consiglia di utilizzare una soluzione di glutaraldeide al 2%. Assicurarsi che il disinfettante sia indicato per l'uso con i siliconi da impronta per addizione.

Immergere l'impronta per circa 10-15 minuti. Successivamente sciacquare sotto l'acqua corrente per 15 secondi. Mantenere l'impronta alla normale temperatura

ambiente (max. 25°C / 77°F) e colare l'impronta non prima di 30 minuti dopo averla rimossa dalla bocca del paziente.*

Il materiale da impronta è compatibile con tutti i calchi commerciali. Si consiglia di utilizzare un gesso duro speciale (ISO 6873, tipo 3; ad esempio Moldano, Bayer) per il calco o un gesso dentale ultra duro per le forme (ISO 6873, tipo 4: ad esempio Fujirock II, GC). Le impronte possono essere placcate in rame o in argento.

** Per ulteriori informazioni vedere i commenti della DGZMK. Commenti della DGZMK 3/93 V 1.0; [www.dgzmk.de](#)*

L'ADA raccomanda di seguire il Consiglio sui materiali, gli strumenti e le attrezzature dentali. Disinfezione delle impronte. JADA 1991; 122(3):110; [www.ada.org](#)

Nota

- Non utilizzare con materiali da impronta polimerizzati per condensazione o polieteri.
- Evitare il contatto dell'impronta con solventi organici o liquidi contenenti solventi, poiché questo può causare il rigonfiamento del materiale e portare a imprecisioni.
- Le soluzioni di retrazione devono essere accuratamente sciacquate con acqua e asciugate con aria priva di olio prima di prendere l'impronta per evitare che compromettano le proprietà di presa.
- Non utilizzare con guanti in lattice.
- In rari casi non si può escludere che i pazienti predisposti possano sviluppare ipersensibilità a singoli componenti del materiale.

Specifiche tecniche Detail Fluid NEXt

Tempo di lavoro (compreso il tempo di miscelazione) ≤ 1:15 min.

Tempo raccomandato in bocca ≥ 2:00 min.

Deformazione in compressione circa ~ 3,8%

Regolazione della compressione ≤ 0,4%

Variazione lineare della lunghezza (24 h) ≤ 0,35%

I tempi si riferiscono a una temperatura ambiente normale (23°C / 73°F) e un'umidità relativa normale (50%). Temperature più alte accorciano, temperature più basse aumentano questi tempi.

Composizione

Polisilossani di vinile (VPS), biossido di silicio, catalizzatore di platino, tensidi e in piccole quantità stabilizzatori e additivi.

Classificazione

DIN EN ISO 4823:2000, Tipo 3, bassa consistenza - corpo leggero.

Stoccaggio

Conservare a temperatura ambiente (15-25°C / 59-77°F). Non usare dopo la data di scadenza.

Dimensioni disponibili del prodotto

Detail Fluid NEXt: 2 cartucce 50 ml, 12 punte di miscelazione, 12 punte intraorali.

Solo per uso odontoiatrico professionale. Tenere lontano dai bambini.

DETAIL FLUID NEXT

Addition curing silicone with intelligent matrix and high fluidity

INSTRUCTIONS FOR USE

Detail Fluid NEXt is a VPS precision impression material with low consistency for automatic mixing, based on addition-cured silicone.

Indication

Correction impression or double mixing technique in combina-tion with Detail Putty NEXtfor fabricating crowns, bridges, inlays and onlays.

Cartridge handling

The material is dispensed and mixed automatically by extruding through a mixing tip. When using a new cartridge remove the transport seal. Then attach

the mixing tip and, if required, an intraoral tip. Following use, the mixing tip should be used as a seal and should be left on the cartridge until the next applica-tion. The mixing tip should only be replaced with a new one when the cartridge is to be used again.

Recommended use

Preparing the Impression

Prepare the Detail Fluid NEXt wash material and check that the outlets of the safety cartridges are free from obstruction shortly before application. Used mixing tips serve as a seal until the next application. Never re-use the original seals of the safety cartridges. This can cause unintentional curing due to contami-nation of the base and catalyst paste. If retraction liquids have been used, thoroughly rinse the treatment site with water and dry it with oil-free air prior to taking the impression.

Correction Impression

Insert the impression tray loaded with Detail Putty NEXtinto the pa-tient's mouth. Maintain this position until the recommended time in mouth of the material. Thoroughly clean and dry the impres-sion after removal. Cut escape channels in the preliminary impression and remove high spots before taking the wash impression. Apply Detail Fluid NEXt wash material to the impression and syringe wash material around the prepared teeth, if neces-sary. Re-insert the loaded preliminary impression into the patient's mouth observing the working and setting times of the wash material. Do not wait longer than 30 minutes between the preliminary impression and wash impression to ensure that the two impression materials bond together.

Double mixing technique

While the assistant loads the tray, the operator can syringe around the prepared teeth with Detail Fluid NEXt. Load-ing the tray and syringing round the prepared teeth should be completed simultaneously if possible, as the wash material sets quicker than the material in the tray due to the higher intraoral temperature. Insert the impression tray into the patient's mouth. Maintain this position until the recommended time in mouth of the material.

Disinfecting and casting the impression

The impression can be disinfected with commercially available immersion solutions. We recommend using a 2% glutaralde-hyde solution. Ensure that the disinfectant is indicated for use with addition-cured impression silicones. Immerse the impression for approx. 10 to 15 minutes. Then rinse under running water for 15 seconds. Keep the impression at normal room temperature (max. 25°C / 77°F) and cast the impression no sooner than 30 minutes after removing it from the patient's mouth.*

The impression material is compatible with all commercial casts. We recommend using a special purpose hard plaster (ISO 6873, Type 3; e.g. Moldano, Bayer) for the cast or an ultra hard dental plaster for the forms (ISO 6873, Type 4:e.g. Fujirock II, GC). Impressions can be copper-plated or silver-plated.

** For further information see the comments of the DGZMK. Comments of the DGZMK 3/93 V 1.0; [www.dgzmk.de](#)*

ADA recommends following Council on Dental Materials, Instruments and Equipment. Disinfection of impressions. JADA 1991; 122(3):110; [www.ada.org](#)

Please note

- Do not use with condensation-cured or polyether impres-sion materials.
- Avoid contact of the impression with organic solvents or liquids containing solvent, as this can cause the material to swell and lead to inaccuracies.
- Retraction solutions should be thoroughly rinsed with water and dried with oil-free air before taking the impression to avoid them impairing the setting properties.
- Do not use with latex gloves.
- In rare cases it cannot be ruled out that predisposed pa-tients may develop hypersensitivity to individual compo-nents of the material.

Technical data Detail Fluid NEXt

Working time (incl. mixing time) ≤ 1:15 min.

Recommended time in mouth ≥ 2:00 min.

Strain in compression approx. ~ 3,8%

Compression set ≤ 0,4%

Linear change in length (24 h) ≤ 0,35%

Times refer to normal room temperature (23°C / 73°F) and a normal relative humidity (50%). Higher temperatures shorten, lower temperatures increase those times.

Composition

Vinyl polysiloxanes (VPS), silicon dioxide, platinum catalyst, ten-sides and in small amounts stabilizers and additives.

Classification

DIN EN ISO 4823:2000, Type 3, low consistency- light bodied.

Storage

Store at room temperature (15-25°C / 59-77°F). Do not use after the expiration date.

Available product sizes

Detail Fluid NEXt: 2 cartridges @ 50 ml, 12 Mixing tips, 12 Intraoral tips

For professional dental use only. Keep away from children.

DETAIL FLUID NEXT

Silicone par réaction d'addition avec matrice intelligente et fluidité supérieure

MODE D'EMPLOI

Detail Fluid NEXt est un matériau d'empreinte de précision VPS à faible consistance pour un mélange automatique, à base de silicone polymérisé par addition.

Indication

Technique d'empreinte de correction ou de double mélange en combinaison avec Detail Putty NEXt pour la fabrication de couronnes, ponts, inlays et onlays.

Manutention des cartouches

Le matériau est distribué et mélangé automatiquement par extrusion à travers un embout de mélange. Lorsqu'on utilise une nouvelle cartouche, retirer le joint de transport. Fixer ensuite l'embout mélangeur et, si nécessaire, un embout intrabuccal. Après utilisation, l'embout mélangeur doit être utilisé comme un joint et doit être laissé sur la cartouche jusqu'à la prochaine application. L'embout mélangeur ne doit être remplacé par un nouvel embout que lorsque la cartouche doit être réutilisée.

Utilisation recommandée

Préparation de l'empreinte

Préparer le matériel de lavage du Detail Fluid NEXt et vérifier que les sorties des cartouches de sécurité ne sont pas obstruées peu avant l'application. Les embouts de mélange utilisés servent de joint jusqu'à la prochaine application. Ne jamais réutiliser les joints d'origine des cartouches de sécurité. Cela peut entraîner un durcissement involontaire dû à la contamination de la pâte de base et de catalyseur. Si des liquides de rétraction ont été utilisés, rincer soigneusement le site de traitement à l'eau et le sécher à l'air libre avant de prendre l'empreinte.

Empreinte de correction

Insérer le porte-empreinte chargé de Detail Putty NEXt dans la bouche du patient. Maintenir cette position jusqu'au temps recommandé en bouche du matériau. Nettoyer et sécher soigneusement l'empreinte après l'avoir enlevée. Couper les canaux de fuite dans l'empreinte préliminaire et éliminer les points hauts avant de prendre l'empreinte de lavage.

Appliquer le matériau de lavage Detail Fluid NEXt sur l'empreinte et seringuer le matériau de lavage autour des dents préparées, si nécessaire. Réinsérer l'empreinte préliminaire chargée dans la bouche du patient en respectant les temps de travail

et de prise du matériau de lavage. Ne pas attendre plus de 30 minutes entre l'empreinte préliminaire et l'empreinte de lavage pour que les deux matériaux d'empreinte adhèrent ensemble.

Technique de double mélange

Pendant que l'assistant charge le porte-empreinte, l'opérateur peut seringuer autour des dents préparées avec Detail Fluid NEXt. Le chargement du porte-empreinte et le dosage par seringue autour des dents préparées doivent être effectués simultanément si possible, car le matériau de lavage durcit plus vite que le matériau dans le porte-empreinte en raison de la température intrabuccale plus élevée. Insérer le porte-empreinte dans la bouche du patient. Maintenir cette position jusqu'au temps recommandé en bouche du matériau.

Désinfection et moulage de l'empreinte

L'empreinte peut être désinfectée avec des solutions d'immersion disponibles dans le commerce. Nous recommandons d'utiliser une solution de glutaraldéhyde à 2. S'assurer que le désinfectant est indiqué pour une utilisation avec les silicones pour empreintes polymérisées par addition.

Immerger l'empreinte pendant environ 10 à 15 minutes. Rincer ensuite à l'eau courante pendant 15 secondes. Garder l'empreinte à température ambiante normale (max. 25°C / 77°F) et couler l'empreinte au plus tôt 30 minutes après l'avoir retirée de la bouche du patient.*

Le matériau d'empreinte est compatible avec tous les plâtres commerciaux. Nous recommandons d'utiliser un plâtre dur à usage spécial (ISO 6873, Type 3 : par exemple Moldano, Bayer) pour le coulage ou un plâtre dentaire ultra dur pour les formes (ISO 6873, Type 4: par exemple Fujirock II, GC). Les empreintes peuvent être plaquées en cuivre ou en argent.

** Pour plus d'informations, voir les commentaires de DGZMK. Commentaires de DGZMK 3/93 V 1.0; [www.dgzmk.de](#)*

L'ADA recommande de suivre le Conseil sur les matériaux, instruments et équipements dentaires. Désinfection des empreintes. JADA 1991 ; 122(3):110; [www.ada.org](#)

Remarque

- Ne pas utiliser avec des matériaux durcis par condensation ou des matériaux d'imprégnation en polyéther.
- Éviter le contact de l'empreinte avec des solvants organiques ou des liquides contenant des solvants, car cela peut faire gonfler le matériau et entraîner des imprécisions.
- Les solutions de rétraction doivent être soigneusement rincées à l'eau et séchées à l'air libre avant la prise d'empreinte pour éviter qu'elles n'altèrent les propriétés de prise.
- Ne pas utiliser avec des gants en latex.
- Dans de rares cas, il ne peut être exclu que des patients prédisposés développent une hypersensibilité à certains composants du matériau.

Caractéristiques techniques Detail Fluid NEXt

Temps de travail (y compris le temps de mélange) ≤ 1:15 min.

Temps recommandé en bouche ≥ 2:00 min.

Déformation en compression environ ~ 3,8 %

Jeu de compression ≤ 0,4 %

Changement linéaire de la longueur (24 h) ≤ 0,35 %

Les temps se réfèrent à une température ambiante normale (23°C / 73°F) et à une humidité relative normale (50 %). Des températures plus

Stockage

Conserver à température ambiante (15-25°C / 59-77°F). Ne pas utiliser après la date d'expiration.

Tailles de produits disponibles

Detail Fluid NExt: 2 cartouches 50 ml, 12 embouts mélangeurs, 12 embouts intrabuccaux.

Uniquement à usage dentaire par des professionnels. Tenir hors de portée des enfants.

DETAIL FLUID NEXT

Silicona por adición con matriz inteligente y elevada fluidez.

📖 INSTRUCCIONES DE USO

Detail Fluid NExt es un material de impresión de precisión VPS de baja consistencia para mezclado automático, basado en silicona curada por adición.

Indicación

Impresión de corrección o técnica de doble mezclado en combinación con el Detail NExt Puttypara fabricar coronas, puentes y restauraciones de tipo inlays y onlays.

Manipulación del cartucho

El material se dispensa y se mezcla automáticamente extruyéndolo a través de una punta mezcladora. Al usar un nuevo cartucho, retire el precinto de transporte. Luego, coloque la punta mezcladora y, si fuera necesario, una punta intraoral. Tras usarlo, la punta mezcladora debe usarse como un sello y dejarse en el cartucho hasta la siguiente aplicación. La punta mezcladora solo debe sustituirse por una nueva cuando el cartucho se vaya a usar de nuevo.

Uso recomendado

Preparación de la impresión

Prepare el material de lavado Detail Fluid NExt y compruebe que las salidas de los cartuchos de seguridad no estén obstruidas justo antes de la aplicación. Las puntas mezcladoras usadas sirven como sello hasta la siguiente aplicación. Nunca reutilice los precintos originales de los cartuchos de seguridad. Esto puede provocar un curado involuntario debido a la contaminación de la base y la pasta catalizadora. Si se han usado líquidos de retracción, enjuague bien el lugar de tratamiento con agua y séquelo con aire sin aceite antes de tomar la impresión.

Impresión de corrección

Introduzca la cubeta de impresión cargada con Detail Putty NExt en la boca del paciente. Mantenga esta posición dentro de la boca durante el tiempo recomendado del material. Limpie y seque a fondo la impresión tras retirarla. Tape los canales de escape en la impresión preliminar y elimine los puntos altos antes de tomar la impresión de lavado.

Aplique el material de lavado Detail Fluid NExt a la impresión y si fuera necesario, inyecte el material de lavado alrededor de los dientes preparados. Vuelva a introducir la impresión preliminar cargada en la boca del paciente observando los tiempos de trabajo y secado del material de lavado. No espere más de 30 minutos entre la impresión preliminar y la impresión de lavado para asegurarse de que ambos materiales de impresión se unan.

Técnica de doble mezclado

Mientras el asistente carga la cubeta, el operador puede inyectar la mezcla alrededor de los dientes preparados con Detail Fluid NExt. Si es posible, se debe cargar la cubeta e inyectarla alrededor de los dientes preparados simultáneamente, ya que el material de lavado seca más rápido que el material de la cubeta debido a la mayor temperatura intraoral. Introduzca la cubeta de impresión en la boca del paciente. Mantenga esta posición dentro de la boca durante el tiempo recomendado del material.

Desinfección y moldeado de la impresión

La impresión se puede desinfectar con soluciones de inmersión disponibles en el mercado. Recomendamos usar una solución de glutaraldehído al 2%. Asegúrese de que el desinfectante esté indicado para usarlo con siliconas de impresión curadas por adición.

Handhabung der Kartusche

Das Dosieren und Mischen des Materials erfolgt automatisch durch Auspressung durch eine Mischkanüle. Bei Verwendung einer neuen Kartusche ist der Transportverschluss zu entfernen. Daraufhin ist die Mischkanüle und gegebenenfalls ein Intraoral- Tip aufzusetzen. Nach der Anwendung dient die Mischkanüle als Verschluss und sollte bis zur nächsten Verwendung auf der Kartusche belassen werden. Erst bei erneuter Verwendung der Kartusche wird die Mischkanüle durch eine Neue ersetzt.

Empfohlene Anwendung

Vorbereitung der Abformung

Detail Fluid NExt Korrekturmateriail bereit legen und kurz vor der Applikation prüfen, ob die Öffnungen der Sicherheitskar- tuschen frei von Verstopfungen sind. Die gebrauchte Mischka- nüle dient bis zur nächsten Applikation als Verschluss. Auf keinen Fall den Originalverschluss der Sicherheitskartusche erneut verwenden! Hierdurch kann eine unbeabsichtigte Aus- härtung durch Kontamination von Basis- und Katalysatorpaste hervorgerufen werden. Bei Verwendung von Retraktionsflüssig- keiten vor der Abformung sorgfältig mit Wasser spülen und mit ölfreier Luft trocknen.

Korrekturabformung

Den mit Detail Putty NExt gefüllten Abformlöffel in den Mund einset- zen. Diese Position mindestens für den Zeitraum der angege- benen Mundverweildauer des Materials beibehalten. Nach der Entnahme die Vorabformung gründlich säubern und trocknen. Vor der Durchführung der Korrekturabformung Abflusskanäle in die Vorabformung schneiden und Störstellen beseitigen.

Detail Fluid NExt Korrekturmateriail in die Vorabformung geben und gegebenenfalls die Präparationen damit umspritzen. Die gefüllte Vorabformung unter Beachtung der Verarbeitungs- und Abbindezeit des Korrekturmateriails wieder in den Mund einbringen. Nicht länger als 30 Minuten zwischen Vorabformung und Korrekturabformung warten, damit sich beide Abformmate- rialien miteinander verbinden.

Doppelmischtechnik

Während die Assistenz den Löffel beschickt, kann der Behand- ler die Präparationen mit Detail Fluid NExt umspritzen. Das Befüllen des Löffels und das Umspritzen möglichst gleich- zeitig beenden, weil durch die erhöhte Mundtemperatur das Korrekturmateriail schneller aushärtet als das im Löffel befindli- che Material. Den Abformlöffel in den Mund einsetzen. Diese Position mindestens für den Zeitraum der angegebenen Mund- verweildauer des Materials beibehalten.

Desinfektion & Ausgießen

Die Abformung kann mit handelsüblichen Tauchlösungen desinfiziert werden. Die Verwendung einer 2%igen Glutaralde- hydylösung wird empfohlen. Bitte achten Sie darauf, dass das verwendete Desinfektionsmittel für die Verwendung mit additi- onsvernetzenden Abformsilikonlen indiziert ist.

Die Einlegezeit der Abformung beträgt ca. 10 bis 15 Minuten. Anschließend unter fließendem Wasser 15 Sekunden abspülen. Den Abdruck bei normaler Raumtemperatur aufbewahren (max. 25°C / 77°F) und frühestens 30 Minuten nach der Entfernung aus dem Mund ausgießen.* Das Abformmaterial ist verträglich mit allen handelsüblichen Gipsen. Zum Ausgießen wird die Verwendung von Modellgipsen (ISO 6873, Type 3; z.B. Moldano, Bayer) bzw. Superhartgips für Formen (ISO 6873, Type 4; z.B. Fujirock II, CC) empfohlen. Die Abformungen können kupfer- oder silbergalvanisiert werden.

** Weitere Informationen entnehmen Sie auch der Stellungnahme der DGZMK. Stellung- nahme der DGZMK 3/93 V 1.0; www.dgzmk.de*

ADA recommends following Council an Dental Materials, Instruments and Equipment. Disinfection of impressions. JADA 1991; 122(3):110; www.ada.org

Bitte beachten

- Nicht zusammen mit kondensationsvernetzenden oder Po- lyether Abformmaterialien verwenden.
- Den Kontakt der Abformung mit organischen Lösungsmit- teln oder

lösungsmittelhaltigen Flüssigkeiten vermeiden, weil das zur Quellung des Materials und damit zu Ungenau- igkeiten führen kann.

- Um Abbindestörungen durch Retraktionslösungen zu ver- meiden, sind diese durch gründliches Spülen mit Wasser und Trocknen mit ölfreier Luft vor der Registrierung zu ent- fernen.

- Nicht mit Latexhandschuhen verwenden.

- In Einzelfällen ist nicht auszuschließen, dass entsprechend prädisponierte Personen eine Hypersensitivität gegen ein- zelne Komponenten des Materials entwickeln.

Technische Daten

Verarbeitungszeit (ab Mischbeginn) ≤ 1:15 min.

Empfohlene Mundverweildauer ≥ 2:00 min.

Verformung unter Druck ca. ~ 3,8 %

Druckverformungsrest ≤ 0,4 %

Lineare Längenänderung (24 h) ≤ 0,35 %

Die angegebenen Zeiten gelten für eine Raumtemperatur von 23°C / 73°F und eine normale relative Luftfeuchte von 50%. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Zusammensetzung

Vinylpolysiloxan (VPS), Siliziumdioxid, Platinkatalysator, Tensi- de und in geringen Mengen Stabilisatoren und Additive.

Klassifikation

DIN EN ISO 4823:2000, Type 3, low consistency- light bodied.

Lagerung

Bei Raumtemperatur (15-25°C / 59-77°F) lagern. Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden.

Handelsformen

Detail Fluid NExt: 2 Kartuschen à 50 ml, 12 Mischkanülen, 12 Intraoral-Tips.

Nur für den zahnärztlichen gebrauch. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

DETAIL FLUID NEXT

Silikon addycyjny o inteligentnej matrycy i doskonałej płynności

📖 INSTRUKCJE UŻYCIA

Detail Fluid NExt to precyzyjna masa wyciskowa VPS o niskiej konsystencji do automatycznego mieszania, na bazie silikonu utwardzanego addycyjnie.

Wskazania

Wycisk korekcyjny lub technika podwójnego mieszania w połączeniu z Detail Putty NExt do wykonywania koron, mostów, wkładów i nakładów.

Posługiwanie się wkładem

Materiał jest dozowany i mieszany automatycznie poprzez wytłaczanie przez końcówkę mieszającą. W przypadku korzystania z nowego wkładu należy usunąć zabezpieczenie transportowe. Następnie należy złożyć końcówkę mieszającą i, jeśli to konieczne, końcówkę wewnątrzustną. Po użyciu końcówkę mieszającą należy wykorzystać jako zabezpieczenie i pozostawić na wkładzie do następnego zastosowania. Końcówkę mieszającą należy wymieniać na nową dopiero przed ponownym użyciem wkładu.

Zalecane użycie

Przygotowywanie wycisku

Przygotować materiał Detail Fluid NExt i na krótko przez użyciem sprawdzić, czy wyloty wkładów bezpieczeństwa są drożne. Używane końcówki mieszające służą jako zabezpieczenie do czasu następnego zastosowania. Nigdy nie należy ponownie używać oryginalnych zabezpieczeń wkładów bezpieczeństwa. Może to spowodować niezamierzone utwardzenie z powodu zanieczyszczenia pasty bazowej i katalizatora. W przypadku zastosowania płynów retrakcyjnych, przed

pobraniem wycisku należy dokładnie wypłukać miejsce zabiegu wodą i osuszyć je bezolejowym powietrzem.

Wycisk korekcyjny

Włożyć łyżkę wyciskową wypełnioną Detail Putty NExt do ust pacjenta. Utrzymać tę pozycję do zalecanego czasu materiału w ustach. Po wyjęciu wycisk należy dokładnie wyczyścić i osuszyć. Przed pobraniem wycisku do płukania należy odciąć kanały ewakuacyjne w wycisku wstępnym i usunąć nierówności.

Nanieść materiał do płukania Detail Fluid NExt na wycisk i w razie potrzeby strzykawką nanieść materiał do płukania wokół przygotowanych zębów. Ponownie umieścić załadowany wycisk wstępny w jamie ustnej pacjenta, przestzegając czasu pracy i wiązania materiału do płukania. Nie należy czekać dłużej niż 30 minut pomiędzy wyciskiem wstępnym a wyciskiem płuczącym, aby zapewnić połączenie obu materiałów wyciskowych.

Technika podwójnego mieszania

Podczas gdy asystent zajmuje się napełnianiem łyżki, operator może wcisnąć strzykawką Detail Fluid NExt wokół przygotowanych zębów. Napełnianie łyżki i wyciskanie materiały strzykawką na przygotowane zęby powinno odbywać się w miarę możliwości jednocześnie, ponieważ materiał do płukania zostga szybciej niż materiał na łyżce ze względu na wyższą temperaturę wewnątrzustną. Umieścić łyżkę w ustach pacjenta. Utrzymać tę pozycję do zalecanego czasu materiału w ustach.

Dezynfekcja i odlewanie wycisku

Wycisk może być dezynfekowany dostępnymi w handlu roztworami zanurzeniowymi. Zalecamy użycie 2% roztworu glutaraldehydu. Należy się upewnić, że środek dezynfekujący jest wskazany do stosowania z silikonami wyciskowymi utwardzanymi addycyjnie.

Zanurzyć wycisk na czas od 10 do 15 minut. Następnie spłukać pod bieżącą wodą przez 15 sekund. Wycisk należy przechowywać w normalnej temperaturze pokojowej (maks. 25°C / 77°F) i odlać go nie wcześniej niż 30 minut po wyjęciu z ust pacjenta.*

Masa wyciskowa jest kompatybilna ze wszystkimi odlewami komercyjnymi. Zalecamy użycie specjalnego twardego gipsu do wykonywania odlewów (ISO 6873, Typ 3; np. Moldano, Bayer) lub ultra twardego gipsu dentystycznego do wykonywania form (ISO 6873, Type 4:e.g. Fujirock II, GC). Wyciski mogą być międzywane lub posrebrzane.

**Więcej informacji można znaleźć w uwagach DGZMK (Niemieckie Towarzystwo Nauk o Zdrowiu Układu Stomatognatycznego). Komentarze DGZMK 3/93 V 1.0; www.dgzmk.de*

ADA zaleca stosowanie się do zaleceń Rady ds. Materiałów, Instrumentów i Urządzeń Stomatologicznych. Dezynfekcja wycisków. JADA 1991; 122(3):110; www.ada.org

Uwaga

- Nie stosować z materiałami wyciskowymi utwardzanymi kondensacyjnie lub polieterowymi.
- Zapobiegać kontaktowi wycisku z rozpuszczalnikami organicznymi lub cieczami zawierającymi rozpuszczalnik, ponieważ może to spowodować pęczniecie materiału i prowadzić do niedokładności.
- Roztwory do retrakcji należy przed pobraniem wycisku dokładnie spłukać wodą i osuszyć powietrzem bezolejowym, aby uniknąć pogorszenia właściwości wiążących.
- Nie używać z rękawiczkami lateksowymi.
- W rzadkich przypadkach nie można wykluczyć, że u predysponowanych pacjentów może wystąpić nadwrażliwość na poszczególne składniki materiału.

Dane techniczne Detail Fluid NExt

Czas pracy (w tym czas mieszania) ≤ 1:15 min.

Zalecany czas w ustach ≥ 2:00 min.

Odkształcenia pod naciskiem ok. ~ 3,8 %

Odkształcenie trwałe pod naciskiem ≤ 0,4%

Liniowa zmiana długości (24 h) ≤ 0,35%

Czasy odnoszą się do normalnej temperatury pokojowej (23°C/73°F) i normalnej wilgotności względnej (50%). Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają ten czas.

Skład

Polisiloksany winylowe (VPS), dwutlenek krzemu, katalizator platynowy, tenzydyl oraz w niewielkich ilościach stabilizatory i dodatki.

Klasyfikacja

DIN EN ISO 4823:2000, Typ 3, mała gęstość - lekka konsystencja.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej (15-25°C / 59-77°F). Nie używać po upływie daty ważności.

Dostępne rozmiary produktu

Detail Fluid NExt: 2 wkłady @ 50 ml, 12 końcówek mieszających, 12 końcówek wewnętrzzystnych.

Tylko do profesjonalnego użytku stomatologicznego. Chronić przed dziećmi.

DETAIL FLUID NEXT

Silicon de adiție cu matrice inteligentă cu fluiditate mare

📖 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Detail Fluid NExt este un material de amprentă VPS de precizie cu consistență redusă pentru amestecare automată, pe bază de silicon de adiție cu polimerizare.

Indicații

Tehnica de corecție a amprenteii sau tehnica dublului amestec în combinație cu Detail Putty NExt pentru realizarea de coroane, punți, inlay-uri și onlay-uri.

Manipularea cartușului

Materialul este distribuit și amestecat automat prin extrudare cu ajutorul unui vârf de amestecare. Când utilizați un cartuș nou înlăturați sigiliul de transport. Apoi atașați vârful de amestecare și, dacă este necesar, un vârf intraoral. După utilizare, vârful de amestecare trebuie utilizat drept sigiliu și trebuie să rămână pe cartuș până la următoarea aplicare. Vârful de amestecare trebuie înlocuit cu unul nou la momentul reutilizării cartușului.

Utilizare recomandată

Pregătirea amprenteii

Cu puțin timp înainte de aplicare, pregătiți materialul de spălare Detail Fluid NExt și verificați ca orificiile cartușelor de siguranță să nu fie blocate. Vârfurile de amestecare utilizate au rol de sigiliu până la următoarea aplicare. Nu reutilizați niciodată sigiliile originale ale cartușelor de siguranță. Acest lucru poate provoca întărirea nintenționată din cauza contaminării bazei și pastei catalizator. În cazul în care au fost utilizate lichide de retracție, clătiți bine cu apă locul de tratament și uscați-l cu aer fără ulei înainte de a lua amprenta.

Corecția amprenteii

Introduceți portamprenta încărcată cu Detail Putty NExt în gura pacientului. Mențineți această poziție pe durata de timp recomandată de menținere în gură a materialului. Curățați și uscați bine amprenta după înlăturare. Secționați canalele de evacuare în amprenta preliminară și înlăturați punctele înalte înainte de a lua amprenta de spălare.

Aplicați material de spălare Detail Fluid NExt pe amprentă și aplicați cu seringă material de spălare în jurul dintelului pregătit, dacă este necesar. Reintroduceți amprenta preliminară încărcată în gura pacientului observând timpii de lucru și de polimerizare ai materialului de spălare. Nu așteptați mai mult de 30 de minute între amprenta preliminară și amprenta de spălare, pentru a vă asigura că materialele celor două amprente se unesc între ele.

Tehnica dublului amestec

În timp ce asistentul încarcă portamprenta, operatorul poate aplica Detail Fluid NExt cu seringă în jurul dintelui pregătit. Operațiunile de încărcare a portamprenteii și de aplicarea cu seringă în jurul dintelui pregătit finalizate simultan dacă este

posibil, deoarece materialul de spălare polimerizează mai rapid decât materialul din portamprentă, din cauza mediului oral mai cald. Introduceți portamprenta în gura pacientului. Mențineți această poziție pe durata de timp recomandată de menținere în gură a materialului.

Dezinfectarea și turnarea amprenteii

Amprenta poate fi dezinfectată prin imersie în soluții disponibile în comerț. Vă recomandăm să utilizați o soluție de glutaraldehidă 2%. Asigurați-vă că dezinfectantul este indicat pentru utilizarea cu siliconi de adiție cu polimerizare pentru amprente.

Imersați amprenta timp de aprox. 10 până la 15 minute. Clătiți-o apoi cu apă de la robinet timp de 15 secunde. Păstrați amprenta la temperatura normală a camerei (max. 25°C / 77°F) și turnați amprenta cel mai devreme după 30 de minute de la extragerea sa din cavitaea bucală a pacientului.* Materialul de amprentă este compatibil cu toate modelele disponibile în comerț. Vă recomandăm să utilizați un gips dur special conceput (ISO 6873, Tip 3; de ex. Moldano, Bayer) pentru mulaj sau un gips stomatologic ultra-dur pentru forme (ISO 6873, Tip 4: de ex. Fujirock II, GC). Amprentele pot fi placate cu cupru sau cu argint.

** Pentru mai multe informații consultați comentariile DGZMK. Comentarii DGZMK 3/93 V 1.0; www.dgzmk.de*

ADA (Asociația Americană a Medicilor Dentiști) recomandă respectarea prevederilor Consiliului privind materialele, instrumentele și echipamentele stomatologice. Dezinfectarea amprentelor. JADA 1991; 122(3):110; www.ada.org

Vă rugăm să rețineți

- A nu se utiliza cu materiale de amprentă polimerizate prin condensare sau din polieter.
- Evitați contactul amprenteii cu solvenți organici sau cu lichide care conțin solvent, deoarece aceste produse pot provoca umflarea materialului și pot conduce la inexistență.
- Soluțiile de retragere trebuie evitate bine cu apă și uscate cu aer fără ulei înainte de luarea amprenteii, pentru a evita ca acestea să afecteze proprietățile de polimerizare.
- A nu se utiliza cu mânuși din latex.
- În cazuri rare, nu poate fi exclus că pacienții predispuși ar putea dezvolta o hipersensibilitate la compuși individuali ai materialului.

Date tehnice Detail Fluid NExt

Timp de lucru (incl. timpul de amestecare) ≤ 1:15 min.

Timp recomandat în cavitatea bucală ≥ 2:00 min.

Solicitarea în timpul compresiei aprox. ~ 3.8%

Deformare remanentă la compresie ≤ 0.4%

Modificare liniară a lungimii (24 h) ≤ 0.35%

Timpii se referă la o temperatură normală a camerei (23°C / 73°F) și la o umiditate relativă normală (50%). Temperaturile mai ridicate reduc acești timpi, iar temperaturile mai scăzute îi prelungesc.

Compoziție

Vinil polisiloxani (VPS), dioxid de siliciu, catalizator de platină, tenside și stabilizatori și aditivi în cantități mici.

Clasificare

DIN EN ISO 4823:2000, Tip 3, consistență redusă- ușoară.

Depozitare

A se păstra la temperatura camerei (15-25°C / 59-77°F). A nu se utiliza după data expirării.

Dimensiuni disponibile produs

Detail Fluid NExt: 2 cartușe de 50 ml, 12 Vârful de amestecare, 12 Vârfuluri intraorale.

Doar pentru uz profesional stomatologic. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

DETAIL FLUID NEXT

Σιλίκόνη για προσθήκη σε εξύπνηρ μίττρα με εξαιρετική ρευστότητα

📖 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ

Το Detail Fluid NExt είναι ένα υλικό VPS (βινυλοπολυσιλοξάνης) για αποτύπωση ακριβείας με χαμηλή πυκνότητα για αυτόματη ανάμειξη, με βάση μια σιλίκόνη αθροιστικού τύπου.

Ενδείξεις

Διορθωτικό αποτύπωμα ή τεχνική διπλής ανάμειξης σε συνδυασμό με το Detail Putty NExt για την κατασκευή στεφανών, γεφυρών, ένθετων και επένθετων.

Χειρισμός φυσιγγίου

Το υλικό διανέμεται και αναμειγνύεται αυτόματα με εξύθσηση μέσω ενός άκρου ανάμειξης. Όταν χρησιμοποιείτε ένα νέο φυσιγγιο, αφαιρέστε τη σφράγιση μεταφοράς. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το άκρο ανάμειξης και, εάν απαιτείται, ένα ενδοστοματικό άκρο. Μετά τη χρήση, το άκρο ανάμειξης πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως σφράγιση και να παραμείνει στο φυσιγγίο μέχρι την επόμενη εφαρμογή. Το άκρο ανάμειξης πρέπει να αντικαθίσταται με ένα νέο μόνο όταν το φυσιγγίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ξανά.

Συνιστώμενη χρήση

Προετοιμασία του αποτύπωματος

Προετοιμάστε το υλικό Detail Fluid NExt για τη δεύτερη αποτύπωση (wash) και ελέγξτε λίγο πριν την εφαρμογή ότι οι εξοδοι των φυσιγγίων ασφαλείας δεν παρεμποδίζονται. Τα χρησιμοποιημένα άκρα ανάμειξης χρησιμοποιούν ως σφράγιση μέχρι την επόμενη εφαρμογή. Ποτέ μην επαναχρησιμοποιείτε τις αρχικές σφραγίσεις των φυσιγγίων ασφαλείας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ακούσια σκληρυνση λόγω μόλυνσης της πάστας βάσης και της πάστας καταλύτη. Εάν έχουν χρησιμοποιηθεί υπρά απώθησης, ξεπλύνετε σχολαστικά το σημείο θεραπείας με νερό και στεγνώστε το με αέρα χωρίς λάδι πριν από τη λήψη του αποτύπωματος.

Διόρθωση του αποτυπώματος

Εισαγάγετε το διακόριο αποτύπωσης που περιέχει το Detail Putty NExt στο στόμα του ασθενούς. Διατηρήστε αυτή τη θέση για τον συνιστώμενο χρόνο του υλικού στο στόμα. Καθαρίστε σχολαστικά και στεγνώστε το αποτύπωμα μετά την αφαίρεση. Διμυοιργήστε κανάλια διαφυγής στο πρώτο αποτύπωμα και αφαιρέστε τα σημεία που προεξέχουν πριν προχωρήσετε στη δεύτερη αποτύπωση (wash impression).

Εφαρμόστε το υλικό Detail Fluid NExt για τη δεύτερη αποτύπωση (wash) στο αποτύπωμα και περιχύστε με τη σύριγγα το υλικό της δεύτερης αποτύπωσης γύρω από γύρω από τα προετοιμασμένα δόντια, αν χρειάζεται. Επαναποθετήστε το γεμισμένο πρώτο αποτύπωμα στο στόμα του ασθενούς τηρώντας τους χρόνους εργασίας και πήςης του υλικού της δεύτερης αποτύπωσης (wash). Μην περιμένετε περισσότερο από 30 λεπτά μεταξύ της πρώτης αποτύπωσης και της δεύτερης αποτύπωσης (wash) για να διασφαλίσετε ότι τα δύο υλικά αποτύπωσης θα συγκολληθούν μεταξύ τους.

Τεχνική διπλής ανάμειξης

Ενώ ο βοηθός γεμίζει το διακόριο, ο χειριστής μπορεί να περιχύσει με τη σύριγγα το Detail Fluid NExt γύ